

INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI)

Diagnóstico de quantificação e identificação da presença de anticorpos específicos para erliquiose canina no soro sanguíneo do paciente.

AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Sangue com/sem anticoagulante	2 mL	Venopunção

CUIDADOS PÓS COLETA

- Amostras de sangue com/sem anticoagulante devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório no menor tempo possível.

ENVIO DAS AMOSTRAS

Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;

- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia.
CEP: 74.690.900 - Goiânia-GO

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!