

### INSTRUÇÕES DE COLETA DE MATERIAL PARA SARNA

Raspado de pele para a detecção de sarnas (*Sarcoptes* sp., *Psoroptes* sp., *Notoedres* sp., *Chorioptes* sp., *Otodectes* sp., *Demodex* sp. e *Knemidocoptes* sp.) em animais de grande e pequeno porte.

#### AMOSTRAS

Para detectar	Espécime	Forma de coleta
<i>Sarcoptes</i> sp., <i>Psoroptes</i> sp., <i>Notoedres</i> sp., <i>Chorioptes</i> sp., <i>Demodex</i> sp.	Raspado de pele	Raspado de pele <b>profundo nas bordas</b> da área afetada
<i>Otodectes</i> sp.	Swab de cerume	Retirada da amostra de cerume com auxílio de swab do conduto auditivo externo
<i>Knemidocoptes</i> sp.	Raspado de pele das regiões do bico, do ceroma, ao redor dos olhos, da cloaca ou o raspado de escamas dos pés.	Raspado cutâneo da área infestada ou remoção cuidadosa das escamas

#### CUIDADOS PÓS-COLETA

- Colocar o raspado de pele em um frasco com tampa ou entre duas lâminas, fechando as bordas com papel filme de plástico, e enviar ao laboratório a temperatura ambiente;
- Colocar o swab do conduto auditivo externo dentro de um frasco com tampa ou entre duas lâminas, fechando as bordas com papel filme de plástico, e enviar ao laboratório a temperatura ambiente;
- Colocar o raspado de pele das regiões do bico, do ceroma, ao redor dos olhos, da cloaca ou o raspado de escamas dos pés, dentro de um frasco com tampa ou entre duas lâminas, fechando as bordas com papel filme de plástico, e enviar ao laboratório a temperatura ambiente;

#### ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor ou de papelão;
- Colar na tampa da caixa o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS  
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia.  
CEP: 74.690.900 - Goiânia-GO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS



**ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!**

---

Universidade Federal de Goiás - UFG  
Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ  
Setor de Medicina Veterinária Preventiva - SMVP  
Laboratório de Doenças Parasitárias – LADOPAR, Sala 08

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia  
CEP 74690-900 - Goiânia, Goiás, Brasil

Telefone Fax: 62-3521-1524  
email: [ladoparufg@gmail.com](mailto:ladoparufg@gmail.com)  
website: [www.evz.ufg.br](http://www.evz.ufg.br)