



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS



INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – PESQUISA DE HEMOPARASITOS

Diagnóstico de hemoparasitos em esfregaço sanguíneo corado pela técnica de Giemsa ou Panótico Rápido: anaplasmoze, babesiose, erliquiose, tripanossomíase, citauxzoonose, hepatozoonose e theileriose.

AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Sangue com anticoagulante	3 mL	Venopunção
Esfregaço de sangue periférico	2 lâminas	Ponta da orelha ou da cauda (primeira gota)

CUIDADOS PÓS COLETA

- Amostras de sangue com anticoagulante devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório no menor tempo possível.
- Lâminas de esfregaço sanguíneo podem ser mantidas e enviadas em temperatura ambiente.

ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia.
CEP: 74.690.900 - Goiânia-GO

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!

Universidade Federal de Goiás - UFG
Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ
Setor de Medicina Veterinária Preventiva - SMVP
Laboratório de Doenças Parasitárias – LADOPAR, Sala 08

Telefone Fax: 62-3521-1524
email: ladoparufg@gmail.com
website: www.evz.ufg.br

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia
CEP 74690-900 - Goiânia, Goiás, Brasil

